



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,U1A

Antivibrationstisch rostfrei SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	65-70 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm



Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage AS X7
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaage C32.PM
Präzisionswaage PS X7
Präzisionswaage PS R2.H

Präzisionswaage WTC
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLC C/2
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage AS R2 PLUS
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wägemodule MAS.1.Y

Abmessungen des Geräts B x T x H

SAL/H

