



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,U1A](http://radwag.com/es/info,w1,U1A)

# SAL/H Mesa de laboratorio antivibratil de acero inoxidable

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje	820×711×816 mm
Masa neta	61 kg
Masa bruta	65-70 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

## Trabaja con (Additional Fee)

Módulo de pesaje MU YA  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Módulo de pesaje MAS

Módulo de pesaje MPS  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

# Dimensiones de aparato

SAL/H

