



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,U1A](http://radwag.com/es/info,w1,U1A)

# SAL/H Mesa de laboratorio antivibratil de acero inoxidable

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje	820×711×816 mm
Masa neta	61 kg
Masa bruta	65-70 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

## Trabaja con (Additional Fee)

Módulo de pesaje MU YA  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Balanza analítica AS X7

Módulo de pesaje MPS  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza de precisión PS X7

## Dimensiones de aparato

SAL/H

