



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,U53

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	6,11 g
Nominal değer	1 mg - 5 g
Quantity	16 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar