




R-LAB

WX-010-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Components and software

Sistema operativo

Windows 7, 8, 10

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
Moduli MU YA
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Moduli MAS1
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilancia multifunzione HX7 HR
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Bilancia multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance multifunzione C32
Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Bilancia a piattaforma C315
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H

Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
Bilance pesa persone C315.0
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
Bilancia di precisione PS X7
Bilance WPY per controllo CPC
Bilancia analitica XA 5Y.A
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Bilance pesa pallet C315.4P
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Bilancia analitica AS 5Y
Bilance PS 5Y per controllo CPC
Bilancia di precisione PS R2.H
Terminale di pesata PUE HX5.EX
Bilance HY10.H per controllo CPC

Bilance WLY per controllo CPC
AS X7 Bilancia analitica
Bilancia di precisione PS X2
Bilancia analitica AS X2 PLUS
Bilance PS X7 per controllo CPC
Bilancia multifunzione TMX
C315.D Bilance pesa neonati
Moduli MWMH
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia di precisione WLC
Bilancia di precisione PS R2
Supporti di pesata C315.4P2
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
Bilancia di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilance PS X2 per controllo CPC
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilancia multifunzione HY10
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Moduli MAS
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z
Moduli MPS
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H
Bilancia a piattaforma C315.4
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilancia di precisione C32.PM
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP
Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Bilancia multifunzione HX7
Moduli MWLH
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso
HX5.EX-1.4 H/Z

Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Bilancia di precisione WTC
Bilancia a piattaforma H315 4C
Bilance pesa persone C315.OW
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione WLY
Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
Extension modules MW-01
Bilancia di precisione WLC C/2
Microbilancia MYA 5Y
Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica XA 5Y
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE 5
Bilancia di precisione PS 5Y
Bilance per uffici postali pesa pacchi
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H
Microbilancia XA 5Y.M
Terminale di pesata PUE C315
Terminale di pesata PUE HY10
Extension modules MW-04
Bilancia analitica AS R1 PLUS
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales
Terminale di pesata PUE H315
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Moduli MWSH
Bilance a sedia C315.K Chair scales
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
Bilance pesa camion in acciaio inox H315
Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B