




More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,U6M

## R-Lab



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

## Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Moduły MUYA  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Moduły MAS1  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Waga platformowa C315  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H

Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga osobowa C315.O  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wagi paletowe C315.4P  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C  
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H  
Waga analityczna AS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Terminal wagowy PUE HX5.EX  
Wagi HY10.H do KTP

Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga niemowlęca C315.D  
Moduły MWMH  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi płozowe  
HX5.EX-1.4P2 C  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C  
Moduły MAS  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Moduły MPS  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga platformowa C315.4  
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Moduły MWLH

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Przetworniki masy MW-01  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Wagi paletowe  
HX5.EX-1.4P C  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Terminal wagowy PUE HY10  
Przetworniki masy MW-04  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga łózkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Moduły MWSH  
Waga krzeselkowa C315.K  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B