



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,U92

Edytor wag 2.1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna C32
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagosuszarka MA 5Y
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR

Moduły MWLH
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagosuszarka MA X7.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga osobowa C315.O
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wagi paletowe C315.4P
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Waga analityczna AS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP

Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga niemowlęca C315.D
Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi CY10 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagosuszarka MA X2.A
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga platformowa C315.4
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7

Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Robotyczny System Wagowy RMC F
Terminal wagowy PUE C315
Robotyczny System Wagowy RB F
Terminal wagowy PUE HY10
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F
Waga łózkowa najazdowa C315.8B