



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,UAW](http://radwag.com/pl/info,w1,UAW)

# Pipeta automatyczna 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Objętość	0,5 – 10 µl
Błąd dokładności	2,5% / 1,0%
Błąd powtarzalności	1,5% / 0,8%
Końcówki	10 µl



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Końcówki do pipet  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet