



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,UG7

Pennello D30 x L250 mm

OA-505-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici

| | |
|-----------|--------|
| Diameter | 30 mm |
| Lunghezza | 250 mm |

Compatibile con (Additional Fee)

Pesì standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard F1 - cilindrici
 Pesì standard F2 - cilindrici con occhio
 Pesì standard F2 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesì standard F2 -
 filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - trave
 Pesì standard F1 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
 Pesì standard F2 - asolata

Pesì standard F1 - lamina
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard F1 - cilindrici
 Pesì standard M1 - cilindrici
 Pesì standard M1 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard F1 - cilindrici con occhio
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard E2 - lamina
 Pesì standard F1 - lamina, set
 Pesì standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza
 Pesì standard M1 - cilindrici con occhio
 Pesì standard F1 - rettangolare con impugnatura
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - cilindrico con impugnatura
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard F2 - lamina, set

Pesi standard M1 - lamina
Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard F2 - lamina
Pesi standard M1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard E1 - lamina
Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 -
Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set