



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,UMK

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg - 200 g), Holz- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

OIML-Klasse F1

### Konstruktion

Material Edelstahl

Gewicht 611,11 g

Nominalwert 1 mg – 200 g

Anzahl 23 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel