



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,UMK

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg - 200 g), Holz- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

OIML-Klasse F1

Konstruktion

Material Edelstahl
 Gewicht 611,11 g
 Nominalwert 1 mg – 200 g
 Anzahl 23 St.

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel