



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,UYL

## F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 2000 kg - tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | F1              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Stainless steel |
| Nominal değer           | 2000 kg         |

### İle uyumlu

Fırçalar