



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,VAG

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|               |             |
|---------------|-------------|
| OIML sınıfı   | M1          |
| Ağırlık       | 1 110 g     |
| Nominal değer | 1 g - 500 g |
| Quantity      | 12 pcs      |

### İle uyumlu

Fırçalar