



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,VCQ](https://radwag.com/fr/info,w1,VCQ)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 2 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 6 110 g          |
| Valeur nominale          | 1 g - 2 kg       |
| Nombre                   | 15 pièces        |

## Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux