



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,VCQ

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 2 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	6 110 g
Nominal değer	1 g - 2 kg
Quantity	15 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar