



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,VHG](https://radwag.com/de/info,w1,VHG)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 kg - 5 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 kg - 5 kg
Anzahl	4 St.

## Kompatibel mit

Pinsel