



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,VIW](https://radwag.com/de/info,w1,VIW)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 g - 2 kg), Kunststoff- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse              | F1         |
| Konstruktion             |            |
| Material                 | Edelstahl  |
| Gewicht                  | 6 110 g    |
| Nominalwert              | 1 g - 2 kg |
| Anzahl                   | 15 St.     |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel