



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,VIW

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0077



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 6 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g – 2 kg |
| Ilość | 15 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle