




# RADWAG Development Studio

WX-010-0104

More information on the website

[radwag.com/pl/info,w1,VJ1](http://radwag.com/pl/info,w1,VJ1)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
 Moduły MUYA  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
 Moduły MAS1  
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Waga wielofunkcyjna WPY  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Waga wielofunkcyjna C32  
 Platformy nierdzewne HRP EX.H  
 Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H  
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
 Waga wielofunkcyjna HX7  
 Moduły MWLH  
 Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z  
 Wagosuszarka MA X7.A  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
 Waga precyzyjna PS X7  
 Wagi WPY do KTP  
 Waga analityczna XA 5Y.A  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
 Wagosuszarka MA 5Y.IC  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C  
 Wagosuszarka MA R  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H  
 Waga analityczna AS 5Y  
 Wagi PS 5Y do KTP

Wagi WLY do KTP  
Wagosuszarka MA X2.IC.A  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Platformy malowane proszkowo HRP  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Moduły MWMH  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi płozowe  
HX5.EX-1.4P2 C  
Wagi PS X2 do KTP  
Platformy nierdzewne HRP.H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Wagosuszarka MA X2.A  
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C  
Moduły MAS  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Moduły MPS  
Platformy HRP EX  
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP

Waga precyzyjna PS R2.H  
Terminal wagowy PUE HX5.EX  
Wagi HY10.H do KTP  
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Przetworniki masy MW-01  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Wagosuszarki MA X2.A  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Wagi paletowe  
HX5.EX-1.4P C  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Terminal wagowy PUE HY10  
Przetworniki masy MW-04  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Moduły MWSH  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S