



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,VLO

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 50 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | F1 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Stainless steel |
| Ağırlık | 111,11 g |
| Nominal değer | 1 mg - 50 g |
| Quantity | 20 pcs |

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar