



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,VML

500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9 Micropipetas

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos		
Volume		500 – 5000 µl
Erro sistemático		2,0% / 0,5%
Erro randômico		0,6% / 0,15%
Dicas		5000 µl



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas