



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,VML

Pipeta automática 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|---------------------------|---------------|
| Volumen | 500 – 5000 µl |
| Error de la exactitud | 2,0% / 0,5% |
| Error de la repetibilidad | 0,6% / 0,15% |
| Terminaciones | 5000 µl |



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas