



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,VML](http://radwag.com/it/info,w1,VML)

# Pipetta automatica 500 $\mu$ l ÷ 5000 $\mu$ l - RW8-107-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

### Parametri metrologici



## Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance automatiche per la taratura delle pipette