



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,VML](http://radwag.com/pl/info,w1,VML)

## Pipeta automatyczna 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                  |
|-------------------------|------------------|
| Objętość                | 500 µl ÷ 5000 µl |
| Błąd dokładności        | 2,0% / 0,5%      |
| Błąd powtarzalności     | 0,6% / 0,15%     |
| Końcówki                | 5000 µl          |



### Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet