



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,VXA

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 200 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	611,11 g
Nominal değer	1 mg – 200 g
Quantity	23 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar