



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,VY3

Wzorce masy klasy F1, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-202-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Nowe srebro
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle