



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,W20

Podest für Unterflurwägung AS und PS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Unterflurwägestell für AS- und PS-Waagen.

Das Gestell ist für das Wiegen von Lasten vorgesehen, die eine Messung außerhalb der Hauptwägeplattform erfordern, z.B. Lasten mit nicht standardisierten Abmessungen und Größen und solche, die ein Magnetfeld erzeugen. Das Gestell kann auch für Prozeduren zur Dichtebestimmung genutzt werden.

Das Gestell wird aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Kompatibel mit

Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Präzisionswaagen PS R2
Waagen PS X2 für FPVO

Analysenwaage AS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WLC C/2
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage AS R2 PLUS

Abmessungen des Geräts

