



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,W3Y

## PSW/DUAL profesyonel Tartım masası



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Kiti bileşenleri	Kalibrasyon için masa, Anti vibrasyon masası
Ambalaj boyutları	1140×820×986 mm
Net ağırlık	220 kg (tablo 140 + taş 80)
Brüt ağırlık	252 kg
Uzunluk	1350 mm
En	750 mm
Yükseklik	1100 mm
Number of workstations	2



### İle uyumlu





MAS1 Modüller  
XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

AS 5Y Analitik Teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
MYA 5Y Mikro Terazi

MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
AS X7 Analitik Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
MAS Modüller  
MPS Modüller

AS R2 PLUS Analitik Teraziler  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatörü  
AS R1 PLUS Analitik Teraziler  
XA 5Y.M.A.S Mikro Teraziler

## Cihaz boyutları



—SDKP

—SDKP DUAL