



# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 1 kg

OP-203-0121



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 1 kg            |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle