



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,W6W

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 1 kg

OP-203-0121



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 1 kg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle