



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,W9G

Cylindrique, ensemble (1 g - 500 g), boîte en bois

OK-501-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 1 110 g

Valeur nominale 1 – 500 g

Nombre 12 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux