



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,W9Z](http://radwag.com/it/info,w1,W9Z)

## Cavo P0151

WX-013-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiati con terminali PUE C/31 a stampanti per etichette Epson. Standard del cavo: 1,7m Compatibile con:

- Bilance equipaggiate con terminali PUE C31
- Bilance equipaggiate con terminali PUE 7.1
- Terminali PUE C31
- Terminali PUE 7.1

## Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR  
Termobilancia MA X7.IC.A  
Bilancia multifunzione WPY  
Bilancia multifunzione C32  
Termobilancia MA 5Y  
Bilancia a piattaforma C315  
Bilancia WLY per controllo CPC  
AS X7 Bilancia analitica  
Bilancia PS X7 per controllo CPC  
Bilancia di precisione WLC

Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilancia di precisione WTC  
Bilancia a piattaforma H315 4C  
Bilancia di precisione WLY  
Comparatore di massa automatico UMA  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di massa robotici  
Comparatori di densità  
Bilancia di precisione WLC C/2

Bilancia di precisione PS R2  
Supporti di pesata C315.4P2  
Bilancia di precisione WLC X7  
Bilancia a piattaforma C315.4  
Bilancia di precisione C32.PM  
Termobilancia MA X7.A  
Bilancia di precisione PS X7  
Balance WPY per controllo CPC  
Balance pesa pallet C315.4P  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Termobilancia MA R  
Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Balance PS 5Y per controllo CPC

Bilancia di precisione PS R1  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Bilancia di precisione PS 5Y  
Balance per uffici postali pesa pacchi  
Comparatori di massa automatici a vuoto  
Moduli MAS1  
Termobilancia PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Terminale di pesata PUE C315  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y