



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,W9Z](http://radwag.com/it/info,w1,W9Z)

## Cavo P0151



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con terminali PUE C/31 a stampanti per etichette Epson. Standard del cavo: 1,7m Compatibile con:

- Bilance equipaggiate con terminali PUE C31
- Bilance equipaggiate con terminali PUE 7.1
- Terminali PUE C31
- Terminali PUE 7.1

### Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR  
Termobilance MA X7.IC.A  
Moduli MUYA  
Bilance multifunzione WPY  
Bilance multifunzione C32  
Termobilance MA 5Y  
Bilancia a piattaforma C315  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY  
Termobilance MA X2.IC.A  
AS X7 Bilancia analitica

Termobilance MA R  
Bilance analitiche AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilance di precisione PS R2.H  
Bilance di precisione WTC  
Bilancia a piattaforma H315 4C  
Bilance di precisione WLY  
Comparatore di massa automatico UMA  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance di precisione PS X2  
Bilance analitiche AS X2 PLUS  
Bilance di precisione WLC  
Bilance di precisione PS R2  
Supporti di pesata C315.4P2  
Bilance di precisione WLC X7  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2  
Termobilance MA X2.A  
Moduli MAS  
Moduli MPS  
Bilancia a piattaforma C315.4  
Bilance di precisione C32.PM  
Termobilance MA X7.A  
Bilance di precisione PS X7  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY  
Bilance pesa pallet C315.4P  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Termobilance MA 5Y.IC

Comparatore di massa robotici  
Comparatori di densità  
Bilance di precisione WLC C/2  
Bilance di precisione PS R1  
Termobilance MA X2.A  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
Bilance analitiche AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Bilance di precisione PS 5Y  
Bilance per uffici postali pesa pacchi  
Comparatore di massa automatico  
Moduli MAS1  
Termobilance PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Terminale di pesata PUE C315  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilance analitiche AS R1 PLUS  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y