



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,WD3](https://radwag.com/pl/info,w1,WD3)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 11 110 g        |
| Wartość nominalna       | 1 g – 5 kg      |
| Ilość                   | 16 szt          |