



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,WIA](https://radwag.com/pl/info,w1,WIA)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 100 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle