



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,WRY](http://radwag.com/es/info,w1,WRY)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 11 110 g

Valor nominal 1 g – 5 kg

Número 16 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos