



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,WRY](http://radwag.com/pl/info,w1,WRY)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0060



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g - 5 kg
Ilość	16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle