



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XE2

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensembles (1 mg - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 611,11 g

Valeur nominale 1 mg - 200 g

Nombre 23 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux