



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,XE2](http://radwag.com/it/info,w1,XE2)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 200 g), cassa di legno

OK-201-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	611,11 g
Valore nominale	1 mg – 200 g
Numero	23 pcs

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli