



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XHB

Cylindrique, ensemble (1 g - 100 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 210 g |
| Valeur nominale | 1 g - 100 g |
| Nombre | 9 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux