



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,XHB](http://radwag.com/fr/info,w1,XHB)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 100 g), boîte plastique

OK-502-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	210 g
Valeur nominale	1 – 100 g
Nombre	9 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux