



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,XM1](http://radwag.com/pl/info,w1,XM1)

## Przewód PT0443



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód PT0443 służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z komputerem. Jego standardowa długość wynosi 1,8 m.

Opcjonalnie przewód służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z:

wagami serii AS X2 i AS R, wagami serii: PS X2 i PS R, wagami serii PM C32, wagami serii WLC, WTC i C315, modułami wagowymi serii MAS i MPS.

## Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
 Moduły MAS1  
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Detektory tunelowe  
 Waga platformowa C315  
 Waga precyzyjna 5Y.PM  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Waga analityczna AS X7

Waga precyzyjna PS X7  
 Waga analityczna XA 5Y.A  
 Wagi paletowe C315.4P  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
 Waga analityczna AS 5Y  
 Wagi PS 5Y do KTP  
 Waga precyzyjna PS R2.H  
 Waga precyzyjna WTC  
 Waga precyzyjna CY10

Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga niemowlęca C315.D  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi CY10 do KTP  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Moduły MAS  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Moduły MPS  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga osobowa C315.O  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga łózkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Waga krzeselkowa C315.K  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B