



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,XRY](http://radwag.com/pl/info,w1,XRY)

## Konwerter KR-01



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

## Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Detektory tunelowe  
 Waga platformowa C315  
 Wagosuszarki MA X2.IC.A  
 Waga analityczna AS X7  
 Waga precyzyjna PS X2  
 Wagi analityczne AS X2 PLUS  
 Wagi PS X7 do KTP  
 Waga niemowlęca C315.D  
 Waga precyzyjna WLC  
 Wagi płozowe C315.4P2  
 Waga precyzyjna WLC X7  
 Wagi PS X2 do KTP

Waga osobowa C315.0  
 Waga precyzyjna PS X7  
 Wagi paletowe C315.4P  
 Wagosuszarka MA 5Y.IC  
 Waga analityczna AS 5Y  
 Wagi PS 5Y do KTP  
 Waga platformowa H315 4C  
 Waga osobowa C315.0W  
 Waga precyzyjna WLC C/2  
 Waga precyzyjna PS 5Y  
 Wagi pocztowe do paczek  
 Terminal wagowy PUE C315  
 Waga łózkowa C315.4B  
 Terminal wagowy PUE H315

Wagosuszarki MA X2.A  
Waga platformowa C315.4  
Wagosuszarka MA X7.A

Waga krzeselkowa C315.K  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B

## Wymiary urządzenia

