



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,XRY

Konwerter KR-01

WX-004-0021



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Detektory tunelowe
Waga platformowa C315
Waga analityczna AS X7
Wagi PS X7 do KTP
Waga niemowlęca C315.D
Waga precyzyjna WLC
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Waga platformowa C315.4
Wagosuszarka MA X7.A
Waga osobowa C315.O
Wagi paletowe C315.4P

Wagosuszarka MA 5Y.IC
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga precyzyjna PS X7
Waga precyzyjna WLC C/2
Wagi pocztowe do paczek
Terminal wagowy PUE C315
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Waga krzeselkowa C315.K
Waga łózkowa najazdowa C315.8B

Wymiary urządzenia S x G x W

