



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,XT2

Cabo PT0167.2

WX-013-0146



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Cabo RS 232: balança (conector de 15 pinos) – computador (conector de 9 pinos). Comprimento do cabo: 2 m. Comprimento do cabo personalizado (custo adicional): 5 m, 10 m.

Compatível com (Additional Fee)

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Comparador de massa automático AK-4
Comparador de massa automático AKM-2
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparadores de massa automáticos UMA
Comparador de massa manual APP 5Y.KO
Comparadores de massa robóticos

Medição de densidade
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Comparadores de massa automáticos de vácuo
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y