



Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Masa	11 110 g
------	----------

Wartość nominalna	1 g – 5 kg
-------------------	------------

Ilość	16 szt
-------	--------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle