



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,Y0T](http://radwag.com/de/info,w1,Y0T)

## Kabel P0108.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS 232: Waage - Computer. Kabellängen: 5 m. Kompatibel mit:

- Waagen, die über das Terminal PUE C315
- PUE C315-Terminal

## Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Wägemodule MU YA  
 Multifunktionswaage WPY  
 Multifunktionswaage C32  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Plattformwaage C315  
 Waagen WLY für FPVO  
 Feuchtebestimmer MA X2.IC.A  
 Analysenwaage AS X7  
 Präzisionswaage PS X2  
 Analysenwaage AS X2 PLUS  
 Babywaage C315.D  
 Präzisionswaage WLC  
 Präzisionswaagen PS R2

Automatische Massekomparator AKM-2  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Präzisionswaage WTC  
 Plattformwaage  
 H315 4C  
 Personenwaage C315.OW  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Präzisionswaage WLY  
 Automatische Massekomparator UMA  
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
 Roboter- Massekomparatoren  
 Dichtebestimmung  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Präzisionswaage PS R1

Balkenwaagen C315.4P2  
Präzisionswaage WLC X7  
Waagen PS X2 für FPVO  
Feuchtebestimmer MA X2.A  
Wägemodule MAS  
Wägemodule MPS  
Plattformwaagen C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Feuchtebestimmer MA X7.A  
Personenwaage C315.0  
Präzisionswaage PS X7  
Waagen WPY für FPVO  
Palettenwaagen C315.4P  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
Feuchtebestimmer MA R  
Analysenwaage AS 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4

Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Präzisionswaage PS 5Y  
Postwaage für Pakete  
Vakuum-Massekomparator  
Wägemodule MAS1  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Wägeterminal PUE C315  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Bettenwaage C315.4B  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Stuhlwaage C315.K  
Auffahrbettenwaage C315.8B