



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,Y0T](http://radwag.com/fr/info,w1,Y0T)

## Câble P0108.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Nazwa wagi uzupełnia się dynamicznie.

Le câble RS 232 connecte la balance avec l'ordinateur. Longueur de câble 5 m. Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux:

- balances avec lesterminaux PUE C315
- terminaux PUE C315

## Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A  
 Modules MUYA  
 Balance multifonctionnelle WPY  
 Balance multifonctionnelle C32  
 Dessiccateur MA 5Y  
 Balance étanche de rampe C315  
 Balances WLY pour CPP  
 Dessiccateur MA X2.IC.A  
 Balance analytique AS X7

Balances PS 5Y pour CPP  
 Comparateur automatique de masse AKM-2  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance de précision WTC  
 Balance à plateformes H315 4C  
 Balance pèse-personne C315.OW  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Balance de précision WLY  
 Comparateur automatique de masse UMA

Balance de précision PS X2  
Balance analytique AS X2 PLUS  
Balances PS X7 pour CPP  
Balance pèse-bébé C315.D  
Balance de précision WLC  
Balance de précision PS R2  
Pèse-Poutres C315.4P2  
Balance de précision WLC X7  
Balances PS X2 pour CPP  
Dessiccateur MA X2.A  
Modules MAS  
Modules MPS  
Balance étanche de rampe C315.4  
Balance de précision C32.PM  
Dessiccateur MA X7.A  
Balance pèse-personne C315.O  
Balance de précision PS X7  
Balances WPY pour CPP  
Pèse-Palette C315.4P  
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO  
Dessiccateur MA 5Y.IC  
Dessiccateur MA R  
Balance analytique AS 5Y  
Comparateur automatique de masse AK-4

Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO  
Comparateurs de masse robotisés  
Comparateurs pour la mesure de la densité  
Balance de précision WLC C/2  
Balance de précision PS R1  
Dessiccateurs MA X2.A  
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
Balance analytique AS R2 PLUS  
Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Balance de précision PS 5Y  
Balances pour colis  
Comparateur de masse automatiques à vide  
Modules MAS1  
Dessiccateur PMV 5Y  
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
Terminal de pesage PUE C315  
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Balance lits C315.4B  
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y  
Chaise Balance C315.K  
Balance lits à rampes C315.8B