



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,Y0T

Câble P0108.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Nazwa wagi uzupełnia się dynamicznie.

Le câble RS 232 connecte la balance avec l'ordinateur. Longueur de câble 5 m. Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux:

- balances avec lesterminaux PUE C315
- terminaux PUE C315

Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A
Modules MUYA
Balance multifonctionnelle WPY
Balance multifonctionnelle C32
Dessiccateur MA 5Y
Balance étanche de rampe C315
Balances WLY pour CPP
Dessiccateur MA X2.IC.A
Balance analytique AS X7

Comparteur automatique de masse AKM-2
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance à plateformes H315 4C
Balance pèse-personne C315.OW
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance de précision WLY
Comparteur automatique de masse UMA
Comparteur manuel de masse APP 5Y.KO

Balance de précision PS X2
Balance analytique AS X2 PLUS
Balance pèse-bébé C315.D
Balance de précision WLC
Balance de précision PS R2
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balances PS X2 pour CPP
Dessiccateur MA X2.A
Modules MAS
Modules MPS
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Dessiccateur MA X7.A
Balance pèse-personne C315.O
Balance de précision PS X7
Balances WPY pour CPP
Pèse-Palette C315.4P
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO
Dessiccateur MA 5Y.IC
Dessiccateur MA R
Balance analytique AS 5Y
Comparateur automatique de masse AK-4

Comparateurs de masse robotiques
Mesure de densité
Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS R1
Dessiccateurs MA X2.A
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB
Balance analytique AS R2 PLUS
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Balance de précision PS 5Y
Balances pour colis
Comparateur de masse automatique à vide
Modules MAS1
Dessiccateur PMV 5Y
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO
Terminal de pesage PUE C315
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO
Balance analytique AS R1 PLUS
Balance lits C315.4B
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y
Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B