



More information on the website  
[radwag.com/tr/info,w1,Y0T](http://radwag.com/tr/info,w1,Y0T)

## P0108.5 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

Bir teraziyi/ölçeği bilgisayara bağlamak için RS 232 kablosu. Kablo uzunluğu: 1,7m ile uyumludur:

- PUE C315 terminalli teraziler
- PUE C315 terminali

### İle uyumlu

MA X7.IC.A Nem Tayin Cihazı  
MUYA Modüller  
WPY Çok Fonksiyonlu Terazi  
C32 Çok Fonksiyonlu Terazi  
MA 5Y Nem Tayin Cihazı  
C315 platform kantarları  
PUK için WLY terazileri  
MA X2.IC.A Nem Tayin Cihazı  
AS X7 Analitik Teraziler  
PS X2 Hassas Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
PUK için PS X7 terazileri  
C315.D Bebek terazileri  
WLC Hassas Teraziler

PUK için PS 5Y terazileri  
AKM-2 Otomatik kütle komparatör  
PS R2.H Hassas Teraziler  
WTC Hassas Teraziler  
H315 4C platform kantarları  
C315.OW Kişisel teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
WLY Hassas Teraziler  
UMA Otomatik kütle komparatör  
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Robotik kütle komparatörleri  
Yoğunluk ölçümü için komparatörler  
WLC C/2 Hassas Teraziler  
PS R1 Hassas Teraziler

PS R2 Hassas Teraziler  
C315.4P2 Kiriş tipi Terazileri  
WLC X7 Hassas Teraziler  
PUK için PS X2 terazileri  
MA X2.A Nem Tayin Cihazı  
MAS Modüller  
MPS Modüller  
C315.4 platform kantarları  
C32.PM Hassas Teraziler  
MA X7.A Nem Tayin Cihazı  
C315.0 Kişisel teraziler  
PS X7 Hassas Teraziler  
PUK için WPY terazileri  
C315.4P Palet terazileri  
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı  
MA R Nem Tayin Cihazı  
AS 5Y Analitik Teraziler  
AK-4 Otomatik kütle komparatör

MA X2.A Nem Tayin Cihazı  
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör  
AS R2 PLUS Analitik Teraziler  
PUE C32 tartım terminali  
PUE 7.1 tartım terminali  
PS 5Y Hassas Teraziler  
Paketler için Posta Teraziler  
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri  
MAS1 Modüller  
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı  
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
PUE C315 tartım terminali  
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
AS R1 PLUS Analitik Teraziler  
C315.4B Yatak terazileri  
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y  
C315.K Tekerlekli sandalye terazileri  
C315.8B rampalı yatak terazileri